

RemoteCare met Merlin at home (st Jude)



catharina
ziekenhuis



Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl

CAR033 / RemoteCare met Merlin at home (st Jude) / 31-03-2014

RemoteCare met Merlin at home (st Jude)

U heeft een inwendig hartapparaat (bijvoorbeeld een ICD of reveal). Voor controle komt u meestal twee keer per jaar naar het ziekenhuis. Met de RemoteCare voor hartapparaten kan de controle in het ziekenhuis vanuit thuis plaatsvinden. U hoeft dan niet meer iedere keer voor controle naar het ziekenhuis te komen. In deze folder vindt u informatie over de RemoteCare met Merlin at home van St. Jude. Het is goed u te realiseren dat de situatie in uw geval anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat houdt de Merlin at home in?

Met de Merlin at home-monitor (zie afbeelding) kunnen er uitgebreide gegevens uit uw hartapparaat naar het ziekenhuis worden verstuurd via een standaard telefoonlijn, wifi of mobiel. Deze gegevens worden door de remote care verpleegkundigen in het ziekenhuis bekeken.



Merlin at home-monitor

Hoe gebruikt u de Merlin at home-monitor?

De Merlin at home-monitor is eenvoudig in te stellen en te gebruiken. U krijgt hierover in een persoonlijk intakegesprek of telefonisch instructies van de remote care verpleegkundige.

Hoe sluit u de Merlin at home-monitor aan?

- Sluit de monitor meteen na thuiskomst aan volgens de meegekregen instructie.
- Activeer meteen na aansluiting de monitor door een handmatige zending te maken, zie 'Handmatig informatie verzenden van uw geïmplanteerde hartapparaat'.
- Een dag na de eerste aansluiting doen wij een draadloze testzending. U hoeft hiervoor niets te doen. We gaan dan testen of uw Merlin at home-monitor op de juiste plaats staat om een draadloze controle uit te voeren. Als alles goed is, ontvangt u hiervan geen bericht.

Automatisch informatie verzenden van een geïmplanteerd hartapparaat met draadloze telemetrie

Als u een hartapparaat heeft met een draadloze functie, kunnen uw apparaatgegevens automatisch verzonden worden. Het ziekenhuis plant deze zendingen voor u in. Op de datum van de zending wordt er 's nachts contact gezocht met uw geïmplanteerde hartapparaat. U merkt hier zelf niets van. Zodra uw hartapparaat is gevonden wordt de informatie uit uw hartapparaat uitgelezen en verzonden naar het ziekenhuis.

Handmatig informatie verzenden van uw geïmplanteerde hartapparaat

Soms kan het ziekenhuis u vragen handmatig informatie te verzenden. U kunt informatie verzenden van uw hartapparaat door aan de voorkant van de zender kort op de startknop te drukken. Blijf stil zitten en blijf binnen armlengte van de zender tot het sterrenpictogram gaat branden. De monitor, die is aangesloten op een standaard telefoonlijn, mobiel netwerk of wifi verzendt vervolgens de informatie uit uw apparaat. Het ziekenhuisteam bekijkt de informatie op een beveiligde website en neemt indien nodig contact met u op.

Wanneer ontvangt u de monitor?

Indien voorradig ontvangt u de Merlin at home-monitor meteen bij het intakegesprek.

Wat kost de monitor?

De kosten voor de monitor zijn voor rekening van de leverancier van uw hartapparaat.

Controle

Na een half jaar (zie afsprakenkaart) doen wij een officiële draadloze controle van uw ICD. U hoeft hiervoor niets te doen. Als er na beoordeling van uw gegevens door de ICD technici en cardioloog geen bijzonderheden zijn geconstateerd, ontvangt u na enkele dagen per post een nieuw afsprakenkaartje. Als er bijzonderheden zijn neemt de remote care verpleegkundige telefonisch contact met u op.

Na weer een half jaar ontvangen wij u graag op de ICD/PM polikliniek in het Catharina Ziekenhuis.

Toestemming met betrekking tot bescherming gegevens

Bijgevoegd vindt u een formulier waarin uw toestemming wordt gevraagd om uw gegevens tijdelijk en beperkt te gebruiken voor de Merlin at home st Jude. Leest u dit formulier goed door en neem het (ondertekend) mee naar het intakegesprek.

Vragen

Als u vragen heeft over uw monitor, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de remote care verpleegkundigen. Bent u ongerust over de werking van uw ICD of ICD-draden, dan kunt u een handmatige zending versturen. Zie 'Handmatig verzenden van uw geïmplanteerde apparaat'. Neem wel altijd contact met ons op als u een zending gedaan heeft. De zendingen worden standaard alleen tijdens kantooruren bekeken.

Bij dringende vragen buiten kantooruren neemt u contact op met het Catharina Ziekenhuis en vraagt u naar de dienstdoende arts-assistent

cardiologie. Meld dan dat u bent aangesloten bij home monitoring. De dienstdoende arts-assistent kan u vragen een zending te doen en maakt eventueel verdere afspraken met u.


Meer informatie

www.stin.nl

Contactgegevens

Remote care verpleegkundigen

040 - 239 70 94 of 040 - 239 91 11, vraag naar sein 115104





Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven